

Кроличья Поликлональная Антитела К Anti-Sting/Tmem173 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ифа — Q86Wv6

Артикул: CM0030760



введение

Кроличья поликлональная антитела против человеческого STING/TMEM173, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Обнаруживает STING в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований врожденного иммунитета и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb к STING/TMEM173
Примечания/Альтернативные названия	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; STING/TMEM173
Вид	Человек
ID гена (человек)	340061
ID гена	340061
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 254–379 человеческого STING/TMEM173 (NP_938023.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86WV6
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Холодильный пакет