

Поликлональное Антитело Кролика Против Sting/Tmem173 — Q86Wv6

Артикул: CM0027677



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против STING/TMEM173, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ИФА. Реагирует перекрестно с STING человека, мыши и крысы, что позволяет проводить исследования врожденного иммунитета и пути cGAS-STING.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STING/TMEM173 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; STING/TMEM173
Вид	Человек
GeneID (человек)	340061
GeneID	340061
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 139-379 человеческого STING/TMEM173 (NP_938023.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, IF-P, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86WV6
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	С холодильным элементом