

Поликлональные Антитела Против Stip1 Для Wb, Вгх-П, Иф/Ицц, Ип, Ифа - P31948

Артикул: CM0012993



введение

Кроличьи поликлональные антитела против STIP1, валидированные для WB, ВГХ-П, ИФ/ИЦЦ, ИП и ИФА. Реагируют с человеческими, мышинными, крысиными и обезьяньими образцами. Подходят для исследований ко-шаперона 1, фосфорилируемого при стрессе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STIP1 Кролик pAb
Примечания/Псевдоним	HOP; P60; STI1; STI1L; HEL-S-94n; IEF-SSP-3521; STIP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10963
ID гена	10963
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ВГХ-П, ИФ/ИЦЦ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Обезьяна
SWISS	P31948
Молекулярный вес белка	63кДа
Доставка	Сумка со льдом