

Кроличье Моноклональное Антитело Против Stip1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P31948

Артикул: CM0003198



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого STIP1 (HOP), валидированное для вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Определяет STIP1 человека, мыши и крысы; иммуноген: аминокислоты 2-98 человеческого STIP1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STIP1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	HOP; P60; STI1; STI1L; HEL-S-94n; IEF-SSP-3521; STIP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10963
ID гена	10963
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2-98 человеческого STIP1 (P31948)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31948
Молекулярная масса белка	63 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом