


## Поликлональное Антитело Против Stk19 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P49842

Артикул: CM0016473



### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против STK19/WHR1, валидированное для вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Выявляет STK19 человека, мыши и крысы — ключевой фактор транскрипционно-связанной репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье pAb против STK19                                                                                                          |
| Примечания/алиасы         | G11; RP1; D6S60; D6S60E; HLA-RP1; STK19                                                                                            |
| Вид                       | Человек                                                                                                                            |
| GeneID (человек)          | 8859                                                                                                                               |
| GeneID                    | 8859                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 75–364 человеческого STK19 (NP_004188.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                             |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                            |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                   |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                               |
| SWISS                     | P49842                                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка  | 41 кДа                                                                                                                             |
| Доставка                  | Охлаждающий пакет                                                                                                                  |