


Кроличья Поликлональная Антитело Против Stk19 Для Wb, Elisa - P49842

Артикул: CM0027611



введение

Кроличья поликлональная антитело против STK19, валидированная для WB, ELISA у человека, мыши и крысы. Обнаруживает STK19/WHR1 — фактор репарации с крылатым доменом спирального поворота весом 41 кДа. Идеально подходит для исследований транскрипционно-ассоциированной репарации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STK19 кроличья pAb
Примечания/Синонимы	G11; RP1; D6S60; D6S60E; HLA-RP1; STK19
Вид	Человек
GeneID	8859
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 75-364 человеческого STK19 (NP_004188.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49842
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладагентом