


Поликлональные Антитела Против Stk24 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc) И Ифа (Elisa) - Q9Y6E0

Артикул: CM0016873



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого STK24 (MST3), для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для исследований апоптоза и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STK24 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MST3; STK3; MST3B; STE20; HEL-S-95; STK24
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8428
GeneID	8428
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 312-431 человеческого STK24 (NP_001027467.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y6E0
Молекулярный вес белка	49кДа
Доставка	Сумка со льдом