

Кроличья Поликлональная Антитела Против Stk26 (Mst4) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9P289

Артикул: CM0023197



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого STK26 (MST4/MASK), валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком. Подходят для исследований апоптоза, аутофагии и клеточной миграции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STK26 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	MASK; MST4; STK26
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51765
GeneID	51765
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 340-416 человеческого STK26 (NP_057626.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9P289
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	В термосумке со льдом