

Кроличья Поликлональная Антитела Против Stk36 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nrp7

Артикул: CM0017013

введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий STK36 (гомолог Fused), подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши. Ключевой инструмент для исследования пути Smoothened, регуляции транскрипционных факторов GLI и исследований цилий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STK36 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	FU, CILD46, STK36
Вид	Человек
GeneID (Человек)	27148
GeneID	27148
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 250-450 человеческого STK36 (NP_056505.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9NRP7
Молекулярная масса белка	144 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом