


Поликлональные Антитела Против Stk38 Для Wb, If/Icc, Ифа - Q15208

Артикул: CM0029043



введение

Кроличьи поликлональные антитела против STK38 (NDR1), протестированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC) и ИФА у человека, мыши и крысы. Направлены на киназу, участвующую в сигнализации MAPK и ответе на повреждение ДНК. Подходит для исследований клеточной сигнализации и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STK38 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	NDR; NDR1; STK38
Вид	Человек
ID гена	11329
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 366-465 человеческого STK38 (NP_009202.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15208
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Айс-пак