


Поликлональное Антитело Anti-Stk38L Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - Q9Y2H1

Артикул: CM0017534



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на STK38L (NDR2), для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Валидировано на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения нейронной дифференцировки и сигнальных путей киназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STK38L Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	NDR2; STK38L
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23012
ID гена	23012
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 165-464 человеческого STK38L (NP_055815.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y2H1
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом