

Кроличье Моноклональное Антитело К Stk39 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Uew8

Артикул: CM0006546



введение

Кроличье моноклональное антитело к STK39 (Q9UEW8), валидированное для методов WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Обладает высокой специфичностью к STK39 человека, мыши и крысы — киназе, являющейся компонентом каскада WNK-SPAK/OSR1, регулирующего ионный транспорт и артериальное давление.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к STK39
Примечания/Синонимы	DCHT; PASK; SPAK; Ste 20 related kinase; STK39
Вид	Человек
GeneID (Человек)	27347
GeneID	27347
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 401-545 STK39 человека (Q9UEW8).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UEW8
Молекулярная масса	59 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом