


Моноклональное Антитело Против Stk3/Mst2 Для Wb, If/Icc, Ифа — Q13188

Артикул: CM0010094



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого STK3/MST2, валидированное для Вестерн-блоттинга, IF/ICC и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышинным белком. Идеально подходит для исследований апоптоза и сигналинга Hippo.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против STK3/MST2
Примечания/алиасы	KRS1, MST2, STK3/MST2
Вид	Человек
ID гена (человек)	6788
ID гена	6788
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в районе аминокислот 1-100 человеческого STK3/MST2 (Q13188).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13188
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	Ледяной пакет