


Поликлональные Антитела Против Stk3/Mst2 (Фосфо T117) Для Wb И Ифа — Q13188

Артикул: CM0001399



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на фосфорилированный STK3/MST2 по треонину-117, валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают STK3/MST2 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований апоптоза и сигнального пути Hippo.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-STK3/MST2-T117 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/псевдонимы	KRS1; MST2; Phospho-STK3/MST2-T117
Вид	Человек
ID гена (человек)	6788
ID гена	6788
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13188
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	Холодовой пакет