


Поликлональные Антитела Против Stk3/Mst2 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q13188

Артикул: CM0028448



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому STK3/MST2, подходящие для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагируют с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходят для изучения пути Hippo, апоптоза и функции centrosom.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STK3/MST2 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Альясы	KRS1; MST2; STK3/MST2
Вид	Человек
GeneID (человек)	6788
GeneID	6788
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 323-450 человеческого STK3/MST2 (NP_006272.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13188
Молекулярная масса белка	56кДа
Доставка	Холодильный пакет