


Поликлональные Антитела К Stra13 Для Wb, Elisa - A8Mt69

Артикул: CM0030306



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому STRA13/CENPX, валидированные для Вестерн-блоттинга и ELISA. Подходит для исследования анемии Фанкони, сборки кинетохор и репарации ДНК. — A8MT69

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела к STRA13
Примечания/Алиасы	D9, MHF2, CENP-X, FAAP10, STRA13
Вид	Человек
Идентификатор гена	201254
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-63 человеческого STRA13 (NP_659435.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	A8MT69
Молекулярная масса белка	9 кДа
Доставка	Сумка-холодильник