

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Strap Для Вб — Q9Y3F4

Артикул: CM0023283

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого STRAP (MAWD/UNRIP), валидированные методом нокаута, для ВБ, ИФ/ИХК, ИП, ИФА. Перекрестно реагируют с мышинными и крысиными белками. Обнаруживают полосу размером 38 кДа. Идеально подходят для исследования сборки snRNP и сигнального пути TGF-бета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	[Валидировано KO] Поликлональные кроличьи антитела против STRAP
Примечания/Алиасы	MAWD; PT-WD; UNRIP; AP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11171
GeneID	11171
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-350 человеческого STRAP (NP_009109.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИХК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y3F4
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Холодильный пакет