


Поликлональные Антитела Против Strbp Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96Si9

Артикул: CM0014040



введение

Кроличьи поликлональные антитела против STRBP, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Нацелены на перинуклеарный РНК-связывающий белок сперматид человека, участвующий в сперматогенезе и связывании РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STRBP Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	p74; SPNR; ILF3L; HEL162; STRBP
Вид	Человек
GeneID (человек)	55342
GeneID	55342
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-190 человеческого STRBP (NP_060857.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96Si9
Молекулярная масса белка	74 кДа
Доставка	С ледяным пакетом