


Кроличья Поликлональная Антитела Против Strip1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Elisa - Q5Vsl9

Артикул: CM0018179



введение

Кроличьи поликлональные антитела против STRIP1, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA с реактивностью к белкам человека, мыши, крысы. Для исследовательского применения в изучении организации цитоскелета и комплекса STRIPAK, нацелены на белок Q5VSL9 с аннотацией UniProt.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STRIP1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	FAM40A; FAR11A; STRIP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	85369
GeneID	85369
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 743-837 белка STRIP1 человека (NP_149079.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5VSL9
Молекулярная масса белка	96 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом