

Кроличья Поликлональная Антитело К Strn Для Вб — 043815

Артикул: CM0029025

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого STRN, валидированная для ВБ, ИГГ-П и ИФА. Перекрестно реагирует с человеком, мышью и крысой. Идеально подходит для изучения сигнализации комплекса STRIPAK при росте и дифференцировке клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	STRN Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	SG2NA; STRN1; PPP2R6A; STRN
Вид	Человек
ID гена (человек)	6801
ID гена	6801
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 581-780 человеческого STRN (NP_003153.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	043815
Молекулярная масса белка	86 кДа
Доставка	Айс-пак