


Поликлональные Антитела Против Strn3 Для Вестерн-Блоттинга - Q13033

Артикул: CM0028802



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к человеческому STRN3 (SG2NA), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (IHC-P), ИФ (IF/ICC), ИФА. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходят для исследований комплекса STRIPAK и сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к STRN3
Примечания/Псевдоним	SG2NA; S/G2NA; PPP2R6B; STRN3
Вид	Человек
GeneID	29966
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200-460 человеческого STRN3 (NP_001077362.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13033
Молекулярный вес белка	87кДа
Доставка	В ледяном пакете