

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Stt3B Для Wb, Elisa — Q8Tcj2

Артикул: CM0013725



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий STT3B — каталитическую субъединицу комплекса OST, валидированное для WB и ELISA. Обнаруживает STT3B человека и мыши (94 кДа). Идеально подходит для исследований N-гликозилирования и ERAD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к STT3B
Примечания/синонимы	SIMP; CDG1X; STT3-B; STT3B
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	201595
Идентификатор гена	201595
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого STT3B (NP_849193.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q8TCJ2
Молекулярная масса белка	94 кДа
Условия транспортировки	Хладагент