


Анти-Stub1 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Une7

Артикул: CM0014938



введение

Кроличий поликлональный антитело против STUB1 от CamelBio, валидированное для WB, IF/ICC, IP и ELISA в образцах человека, мыши и крысы. Нацелено на убиквитин-лигазу E3 CHIP, участвующую в контроле качества белков и митохондриальном гомеостазе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STUB1 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	CHIP; SCA48; UBOX1; SCAR16; HSPABP2; NY-CO-7; SDCCAG7; STUB1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10273
GeneID	10273
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-303 человеческого STUB1 (NP_005852.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UNE7
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	Сумка со льдом