

## Кроличья Поликлональная Антитела Против Stx12 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Elisa - Q86Y82

Артикул: CM0028148



### введение

Кроличьи поликлональные антитела против STX12, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Реагируют с белками человека, мыши, крысы. Нацелены на синтаксин-12, участвующий в эндоцитарном рециклинге и трафике AMPAR. Идеально для исследований в нейронауках и клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                               |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | STX12 Кроличьи pAb                                                                                                                                     |
| Примечания/Альтернативные названия | STX13; STX14; STX12                                                                                                                                    |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                                |
| GeneID (Человек)                   | 23673                                                                                                                                                  |
| GeneID                             | 23673                                                                                                                                                  |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-276 человеческого STX12 (NP_803173.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                                 |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                                                |
| Применение                         | WB, ELISA                                                                                                                                              |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                                   |
| SWISS                              | Q86Y82                                                                                                                                                 |
| Молекулярная масса белка           | 32 кДа                                                                                                                                                 |
| Доставка                           | В сумке со льдом                                                                                                                                       |