

Кроличья Поликлональная Антитела Против Stx17 Для Вестерн Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Ицх, Elisa - P56962

Артикул: CM0021762



введение

Валидированные кроличьи поликлональные антитела к STX17 для применения в Вестерн блоттинге, иммунофлуоресценции и ELISA. Обнаруживают эндогенный STX17 в образцах человека и мыши, поддерживая исследования аутофагии и мембранного трафика.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	STX17 Кроличьи pAb
Примечания/Алиас	STX17
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55014
ID гена	55014
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-130 человеческого STX17 (NP_060389.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, иммунофлуоресценция/ИЦХ, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P56962
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	С охлаждающим элементом