

Поликлональные Антитела К Stx1A Для Wb, If/Icc, Elisa — Q16623

Артикул: CM0029231

введение

Кроличы поликлональные антитела к человеческому STX1A (синтаксин-1A, HPC-1), валидированные для методов WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагируют с образцами человека и крысы. Идеально подходят для изучения экзоцитоза, опосредованного SNARE-белками.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличы поликлональные антитела к STX1A
Примечания/Синонимы	STX1; HPC-1; P35-1; SYN1A; STX1A
Вид	Человек
GeneID (человек)	6804
GeneID	6804
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-288 человеческого STX1A (NP_004594.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q16623
Молекулярная масса белка	33 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом