


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Stx6 Для Вб, Ифа - O43752

Артикул: CM0022227



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий Синтаксин-6 (STX6), валидированные для применений Вестерн-блоттинг и ИФА. Обладают перекрестной реактивностью с мышиным белком. Подходит для исследований аппарата Гольджи, траффика эндосом и механизмов слияния мембран.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STX6 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	STX6
Вид	Человек
GeneID (человек)	10228
GeneID	10228
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-234 человеческого STX6 (NP_005810.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	O43752
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Холодовая упаковка