

Поликлональное Антитело Anti-Stx8 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа - Q9Unk0

Артикул: CM0018485

введение

Валидированное поликлональное антитело Anti-STX8 для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА, распознающее STX8 человека, мыши и крысы. Идеально для изучения ретроградного транспорта из цис-Гольджи в ЭПР. Получено из кролика с использованием рекомбинантного иммуногена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STX8 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CARB; STX8
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9482
GeneID	9482
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-215 белка STX8 человека (NP_004844.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UNK0
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом