

Моноклональное Антитело Против Stxbp1 Для Wb, Ihc-P, Ифа — P61764

Артикул: CM0009838



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к STXBP1, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (ИHC-P) и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Белок массой 68 кДа, идеально подходит для исследований синаптической функции и нейронауки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STXBP1 Rabbit mAb
Примечания/псевдонимы	P67; DEE4; NSEC1; UNC18; N-Sec1; RBSEC1; unc-18A; unc18-1; MUNC18-1
Вид	Человек
ID гена (человек)	6812
ID гена	6812
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P61764
Масса белка	68 кДа
Доставка	Холодовой пакет