

## Поликлональные Антитела Против Stxbp1 Для If/Icc, If-P, Ифа — P61764

Артикул: CM0026136



### введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к STXBP1, валидированные для IF/ICC, IF-P и ИФА. Обнаруживают STXBP1 человека и крысы (MUNC18-1) — ключевой регулятор слияния синаптических везикул. Идеально подходит для нейробиологических исследований.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличьи поликлональные антитела к STXBP1                                   |
| Примечания/алиасы         | P67; DEE4; NSEC1; UNC18; N-Sec1; RBSEC1; unc-18A; unc18-1; MUNC18-1; STXBP1 |
| Вид                       | Человек                                                                     |
| ID гена (человек)         | 6812                                                                        |
| ID гена                   | 6812                                                                        |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок                                                        |
| Источник                  | Кролик                                                                      |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                     |
| Применение                | IF/ICC, IF-P, ИФА                                                           |
| Перекрестная реактивность | Человек, крыса                                                              |
| SWISS                     | P61764                                                                      |
| Молекулярная масса белка  | 68 кДа                                                                      |
| Доставка                  | Холодовой пакет                                                             |