

Кроличье Поликлональное Антитело Против Stxbr2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q15833

Артикул: CM0029645



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на STXBP2 (Munc18-2), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований SNARE-опосредованного везикулярного трафика, экзоцитоза и биологии цитотоксических гранул иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STXBP2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	FHL5; UNC18B; Hunc18b; UNC18-2; pp10122; unc-18B; MUNC18-2; STXBP2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6813
GeneID	6813
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого STXBP2 (NP_001120868.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15833
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом