

Поликлональное Антитело Anti-Stxbp3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O00186

Артикул: CM0030190

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий STXBP3 (синтаксин-связывающий белок 3, MUNC18C) для вестерн-блоттинга (WB) и иммуноферментного анализа (ELISA). Валидировано на перекрестную реактивность с образцами человека, мыши и крысы. Идеально для исследований трафика GLUT4.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STXBP3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PSP; MUNC18C; UNC-18C; MUNC18-3; STXBP3
Вид	Человек
GeneID (человек)	6814
GeneID	6814
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 343-592 человеческого STXBP3 (NP_009200.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00186
Молекулярная масса белка	68 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом