


Поликлональное Антитело Anti-Stxbp4 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Zwj1

Артикул: CM0027243



введение

Поликлональное антитело Anti-STXBP4, валидированное для WB, IHC-P и ELISA на человеке и мыши. Нацелено на синтаксин-связывающий белок 4 (Synip), ключевой регулятор везикулярного транспорта и инсулиновой сигнализации. Идеально для исследовательских применений в IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STXBP4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	Synip; STXBP4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	252983
GeneID	252983
Иммуноген	Рекомбинантный белок - Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 344-553 человеческого STXBP4 (NP_848604.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q6Zwj1
Молекулярная масса белка	62 кДа
Доставка	В пакете со льдом