

Кроличья Поликлональная Антитела Против Sub1 Для Вб, Иф/Икк, Имп, Ифа - P53999

Артикул: CM0029929



введение

Кроличья поликлональная антитела против SUB1 обнаруживает транскрипционный коактиватор p15 (PC4). Подходит для применения в ВБ, ИФ/ИКК, ИмП и ИФА. Перекрестно реагирует с белком человека и мыши. Ожидаемая молекулярная масса белка составляет 14 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SUB1 кроличья pAb
Примечания/Альясные названия	P15; PC4; p14; SUB1
Вид	Человек
ID гена (человек)	10923
ID гена	10923
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-127 белка SUB1 человека (NP_006704.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P53999
Молекулярная масса белка	14кДа
Доставка	Холодоильный пакет