

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Sucla2 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9P2R7

Артикул: CM0018209



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело anti-SUCLA2, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на бета-субъединицу митохондриальной сукцинат-КоА-лигазы, играющую ключевую роль в цикле TCA и синтезе АТФ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SUCLA2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	A-SCS; A-BETA; MTDPS5; LINC00444; SCS-betaA; SUCLA2
Вид	Человек
GeneID (человек)	8803
GeneID	8803
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 человеческого SUCLA2 (NP_003841.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9P2R7
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом