

Кроличья Поликлональная Антитело Против Suc1g1 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Икц, Ифа - P53597

Артикул: CM0018041



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против SUCLG1 (альфа-субъединица сукцинил-КоА-лигазы). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИКЦ, ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований цикла Кребса и митохондриального метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SUCLG1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GALPHA; MTDPS9; SUCLA1; SUCLG1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8802
ID гена	8802
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 41-346 человеческого SUCLG1 (NP_003840.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ/ИКЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P53597
Молекулярный вес белка	36кДа
Доставка	С ледяным пакетом