

Кроличья Поликлональная Антитело Против Suctlg2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q96I99

Артикул: CM0025380



введение

Провалидированное по нокауту (KO) кроличье поликлональное антитело против SUCLG2 для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Распознает SUCLG2 (специфичную по ГТФ сукцинил-KoA-синтетазу) человека, мыши и крысы — ключевой фермент цикла трикарбоновых кислот. Подходит для исследований митохондриального метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Провалидированное по KO] Кроличье поликлональное антитело против SUCLG2
Примечания/Синонимы	G-SCS; GBETA; GTPSCS; G2
Вид	Человек
ID гена (человек)	8801
ID гена	8801
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 50-300 человеческого SUCLG2 (NP_003839.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96I99
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Холодовой пакет