

Поликлональные Антитела Против Sufu Для Вб, Игк-П, Иф/Икк, Ифа — Q9Umx1

Артикул: CM0027060



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому SUFU (гомолог супрессора Fused). Проверены для использования в ВБ, ИГК-П, ИФ/ИКК и ИФА. Обнаруживают SUFU человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследования сигнального пути Хеджхога.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	SUFU Rabbit pAb
Примечания/алиасы	SUFUN; JBTS32; SUFUXL; PRO1280; SUFU
Вид	Человек
GeneID (человек)	51684
GeneID	51684
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 325-484 человеческого SUFU (NP_057253.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UMX1
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Холодовый пакет