

Поликлональные Антитела Против Anti-Sugct Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Hac7

Артикул: CM0026100



введение

SUGCT Rabbit pAb — это поликлональные антитела, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Они реагируют с белком SUGCT человека, мыши и крысы. Мишень представляет собой митохондриальную трансферазу КоА, участвующую в деградации лизина и триптофана. Идеально подходят для исследований метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SUGCT Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GA3; ORF19; DERP13; C7orf10; SUGCT
Вид	Человек
GeneID (человек)	79783
GeneID	79783
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого SUGCT (NP_001180240.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9HAC7
Молекулярный вес белка	48 кДа
Доставка	Сухой лед