


Поликлональное Антитело Anti-Sugp2 Для Wb, Elisa — Q8Ix01

Артикул: CM0018507



введение

Кроличье поликлональное антитело SUGP2 предназначено для применения в WB и ELISA и распознаёт SUGP2 человека и мыши. Этот фактор сплайсинга локализуется в ядре и экспрессируется в семенниках, головном мозге и почках. Идеально подходит для исследований сплайсинга и разработки диагностических тестов IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело SUGP2
Примечания/синонимы	SFRS14; SRF514; SUGP2
Вид	Человек
GeneID (человек)	10147
GeneID	10147
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 500–700 человеческого SUGP2 (NP_055699.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q8IX01
Молекулярная масса белка	120 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом