

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Sulf1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Iwu6

Артикул: CM0014049

введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого SULF1, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает SULF1 в образцах человека и крысы. Идеально подходит для исследований апоптоза и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SULF1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SULF-1; SULF1
Вид	Человек
GeneID (человек)	23213
GeneID	23213
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 480-610 человеческого SULF1 (NP_001121676.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q8IWU6
Молекулярный вес белка	101 кДа
Доставка	В ледяном пакете