

Кроличья Поликлональная Антитела Anti-Sult1A1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P50225

Артикул: CM0020325



введение

Кроличьи поликлональные антитела Anti-SULT1A1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеальны для изучения метаболизма ксенобиотиков и гормонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SULT1A1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	PST; STP; STP1; P-PST; ST1A1; ST1A3; TSPST1; ts-PST; P-PST 1; HAST1/HAST2; SULT1A1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6817
GeneID	6817
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-295 человеческого SULT1A1 (NP_803565.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50225
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	В пакете со льдом