

Поликлональное Антитело К Sult1A2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P50226

Артикул: CM0017912



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на сульфотрансферазу SULT1A2 человека, подходящее для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает эндогенный SULT1A2 в образцах человека, мыши и крысы, поддерживая исследования метаболизма лекарственных средств и предрасположенности к раку.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к SULT1A2
Примечания/синонимы	STP2; HAST4; P-PST; ST1A2; TSPST2; P-PST 2; SULT1A2
Вид	Человек
GeneID (человек)	6799
GeneID	6799
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 201-295 человеческого SULT1A2 (NP_001045.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P50226
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом