


Поликлональное Антитело Anti-Sult1A3 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - P0Dmm9

Артикул: CM0017017



введение

Кроличье pAb SULT1A3 детектирует человеческий, мышиный, крысиный SULT1A3. Подходит для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA. Идеально для изучения активности сульфотрансферазы в метаболизме катехоламинов и тиреоидных гормонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb SULT1A3
Примечания/Альтернативные названия	STM; HAST; HAST3; M-PST; ST1A3; ST1A4; ST1A5; TL-PST; ST1A3/ST1A4; SULT1A3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6818
GeneID	6818
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого SULT1A3 (NP_808220.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P0DMM9
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом