

Поликлональные Антитела Против Sult1E1 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - P49888

Артикул: CM0028292



введение

Высококачественные поликлональные антитела против SULT1E1, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИЦХ и ИФА. Нацелены на человеческий SULT1E1, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходят для исследований метаболизма эстрогенов и гормональных нарушений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SULT1E1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	EST; STE; EST-1; ST1E1; SULT1E1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6783
GeneID	6783
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 140-294 человеческого SULT1E1 (NP_005411.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49888
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	С ледяным пакетом