

Поликлональные Антитела Против Sult2A1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q06520

Артикул: CM0027745



введение

Кроличьи поликлональные антитела против SULT2A1, валидированные для WB и ELISA. Реагируют с человеческими и мышиными образцами. Обнаруживают эндогенный SULT2A1 размером ~34 кДа — ключевой сульфотрансфераза стероидов и желчных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SULT2A1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	HST; ST2; STD; hSTa; DHEAS; ST2A1; ST2A3; DHEA-ST; SULT2A3; DHEA-ST8; SULT2A1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6822
GeneID	6822
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-145 человеческого SULT2A1 (NP_003158.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q06520
Молекулярный вес белка	34kDa
Доставка	Сумка со льдом