

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Sult2A1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q06520

Артикул: CM0016662



введение

Кроличье поликлональное антитело Anti-SULT2A1, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Обнаруживает SULT2A1 человека, мыши и крысы; иммуноген — рекомбинантный белок (а. к. 1-145). Подходит для исследований сульфонирования стероидов и метаболизма желчных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SULT2A1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	HST; ST2; STD; hSTa; DHEAS; ST2A1; ST2A3; DHEA-ST; SULT2A3; DHEA-ST8; SULT2A1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6822
GeneID	6822
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-145 человеческого SULT2A1 (NP_003158.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q06520
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом