


Поликлональное Антитело Против Sumf2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q8Nbj7

Артикул: CM0021188



введение

Кроличье поликлональное антитело против SUMF2 (pFGE), неактивного фактора, модифицирующего сульфатазы, который ингибирует SUMF1. Подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии, ELISA. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Иммуноген: рекомбинантный белок (aa 45-320).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SUMF2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	pFGE; SUMF2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	25870
GeneID	25870
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 45-320 белка SUMF2 человека (NP_056226.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NBJ7
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом