

## Кроличье Моноклональное Антитело Против Sumo1 [Валидировано Ko] Для Вб, Игг-Г, Иф/Икк, Ифа — P63165

Артикул: CM0002520

### введение

Кроличье моноклональное антитело к SUMO1 (P63165), валидированное для применения в ВБ, ИГГ-Г, ИФ/ИКК, ИФА. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Необходимо для изучения сумоилизации при исследовании ядерного транспорта, репарации ДНК и передачи сигналов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | [Валидировано KO] Моноклональное кроличье антитело к SUMO1                                                                                 |
| Примечания/алиасы         | DAP1; GMP1; PIC1; SMT3; UBL1; OFC10; SENP2; SMT3C; SMT3H3; O1                                                                              |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                    |
| GeneID                    | 7341 (Человек)                                                                                                                             |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид   Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-101 человеческого Sumo 1 (P63165). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                     |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                    |
| Применение                | ВБ, ИГГ-Г, ИФ/ИКК, ИФА                                                                                                                     |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                       |
| SWISS                     | P63165                                                                                                                                     |
| Молекулярная масса белка  | 12 кДа                                                                                                                                     |
| Доставка                  | Холодовой пакет                                                                                                                            |