


Поликлональное Антитело Кролика Против Sumo1 (Валидировано Методом Нокаута) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P63165

Артикул: CM0023547



введение

Поликлональное антитело, валидированное методом нокаута, нацеленное на человеческий SUMO1, подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для изучения SUMOилирования в ядерном транспорте, репарации ДНК и передаче сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано КО] Поликлональное антитело кролика против SUMO1
Примечания/Альтернативные названия	DAP1, GMP1, PIC1, SMT3, UBL1, OFC10, SENP2, SMT3C, SMT3H3, O1
Вид	Человек
ID гена	7341
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого SUMO1 (NP_003343.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P63165
Молекулярная масса белка	12 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом